

Bestellbogen


Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsorthese (HO) - ADD-001 ☐

Dynamische Hüft-Abduktions-Führungsorthese (HO) - HSO-001 ☐

Bitte per Fax an: (0 61 03) 7 06 42 - 39

Patientendaten	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthopädie-/Rehatechniker:	Datum/Maß gen. am:

Bemaßung für die Dynamische-Hüft Adduktions Führungsorthese:



○ = _____ Umfang zirkulär locker oberhalb der Kniekondylen gemessen

□ = _____ gewünschter Abstand zwischen den Kniekondylen (lichte Weite)

Knie, wenn möglich in Neutral-Null oder so gerade wie möglich positionieren und möglichst gestreckt halten.



Bemaßung für die Dynamische-Hüft Abduktions Führungsorthese:

K = _____ Hinteres oberes Ende der Orthese bis vorderes oberes Ende der Orthese

unterer Rippenrand

○ N = _____

□ P = _____

Taille

□ D = _____

Trochanter prominenteste Stelle

□ R 22 = _____

□ L 22 = _____

○ = R 13

○ L 13 = _____

□ R 20 = _____

□ L 20 = _____

○ = R 14

○ L 14 = _____

○ Umfangsmaße □ Längenmaße

Umfangsmaße locker anliegend ohne Zug messen

Kniedrehpunkt (Scheitelpunkt medialer Kniecondylus) = Ende der Orthese

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH:

Datum: _____ Ansprechpartner: _____

Stempel/Unterschrift: _____