

Bestellbogen


Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsorthese (HO) und Dynamische Hüft-Abduktions-Führungsorthese (HO)

Bitte per Fax an: (0 61 03) 7 06 42 - 39

Patientendaten	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthopädie-/Rehatechniker:	Datum/Maß gen. am:

☐ Dynamische Hüft-Adduktions-Führungsorthese (HO) - ADD-001

Bemaßung für die dynamische-Hüft-Adduktions-Führungsorthese:



○ = _____ Umfang zirkulär locker oberhalb der Kniekondylen gemessen


□ = _____ gewünschter Abstand zwischen den Kniekondylen (lichte Weite)

Knie, wenn möglich in Neutral-Null oder so gerade wie möglich positionieren und möglichst gestreckt halten.



☐ Dynamische Hüft-Abduktions-Führungsorthese (HO) - HSO-001

Bemaßung für die dynamische-Hüft-Abduktions-Führungsorthese:



K = _____ Hinteres oberes Ende der Orthese bis vorderes oberes Ende der Orthese

N = _____

P = _____

D = _____

D 2 = _____

R 13 = _____ L 13 = _____

R 20 = _____ L 20 = _____

R 14 = _____ L 14 = _____

R 22 = _____ L 22 = _____

Taille

Kniedrehpunkt (Scheitelpunkt medialer Kniecondylus) = Ende der Orthese

○ Umfangsmaße □ Längenmaße
Umfangsmaße locker anliegend ohne Zug messen

Achtung:

Das jeweils aktuelle Maßblatt und die entsprechenden Farboptionen zur dynamischen Hüft-Abduktions-Orthese finden Sie auf unserer Internetseite im Downloadbereich unter www.prowalk.de

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH:

Datum:

Ansprechpartner: