

SaeboStretch™ Bestellbogen

Bitte per Fax an: (0 61 03) 7 06 42 - 39

Kommission

Orthopädietechniker/in

Sanitätshaus

Telefon

Telefax


PLZ

Indikationen

- Leichter bis moderater Tonus und Bewegungseinschränkung/Kontraktur.
- Bei gestreckten Fingern (passiv gehalten) sollte das Handgelenk ohne großen Widerstand zumindest in 0° Stellung gebracht werden können.
- Dieser Test soll zu jederzeit möglich sein, d.h. eine Therapieunabhängige Situation darstellen.
- Mit der dynamischen redressions Lagerungsschiene SaeboStretch kann das Handgelenk in unterschiedlichen Winkelstellungen eingestellt werden. 35° Dorsalextension wäre die maximal zu erreichende Position.



Bemaßung



Messen Sie über die Finger zwei bis fünf (wie in der Abb. gezeigt). Stellen Sie sicher, dass die Finger adduziert sind. Führen Sie dabei das Maßband nicht nach lateral oder medial herunter (Lichte Weite ist das erforderliche Maß).

Klein **S** : 57 mm – 70 mm

Mittel **M** : 70 mm – 83 mm

Groß **L** : 83 mm – 102 mm

☐ Klein **S**

☐ Mittel **M**

☐ Groß **L**

Anzahl

links _____

rechts _____

links _____

rechts _____

links _____

rechts _____



Stempel

Datum

Unterschrift