

Überblick

Neurorehabilitation

Therapiegeräte für die obere Extremität



MAS – Mobile-Arm-Support



- Artikel Nr: MAS-001** Mobile-Arm-Support mit Tischhalterung – Klinik Version – langer Bewegungsarm L – groß
- Artikel Nr: MAS-002** Mobile-Arm-Support mit mobiler Basis – Klinik Version – langer Bewegungsarm L – groß
- Artikel Nr: MAS-003** Mobile-Arm-Support Workstation – mobile Basis mit Tisch

Beschreibung:

Das **MAS** (Mobile-Arm-Support) ist ein System zur Unterstützung des Armes, der nicht oder nur unzureichend gegen die Schwerkraft bewegt werden kann. Unter individueller, stufenlos einstellbarer Gewichtsabnahme können zielgerichtete Bewegungen um alle Achsen und Ebenen der Schulter und des Ellbogens durchgeführt werden. Der Bewegungsradius kann mit dem MAS komplett genutzt werden. Das MAS kann mit und ohne Ortheseneinsatz verwendet werden.

MAS – Home Use



- Artikel Nr: MAS-004** Mobile-Arm-Support mit Tischhalterung – Home use – kurzer Bewegungsarm XS – extra klein

Beschreibung:

Home use-MAS (Mobile-Arm-Support) ist eine universelle Alltagshilfe zum Behinderungsausgleich, wenn der Nutzer seinen Arm nicht gegen die Schwerkraft heben kann. Durch die individuell einstellbare, federgestützte Gewichtskompensation muss der Nutzer seinen Arm nicht tragen. Eine geringe Muskelkraft (Kraftgrad 1) reicht bereits aus, um den Arm zu bewegen. Mit einem Zusatzmodul an der Unterarmaufnahme ist die Pro- und Supination möglich. Das Home use-MAS ist besonders geeignet für den häuslichen Gebrauch, beim Essen, Trinken, Schreiben am Computer, und Verrichtungen des Alltages bei denen beide Hände eingesetzt werden müssen. Angezeigt ist das Home use-MAS bei Schlaganfall, ALS, incompletter Querschnittlähmung und Schädigung des Plexus Brachialis.

Obere Extremität

Saebo ReJoyce



Artikel Nr: SB-ReJ-001 Saebo ReJoyce inkl. Laptop und aufgespielten Programmen. „Plug and play“.

Beschreibung:

Das Saebo ReJoyce ist eine Arbeitsstation für die obere Extremität, entworfen für orthopädische und neurologische Patienten, die beeinträchtigte Arm- und Handfunktionen haben. Diese computergestützte, aufgabenorientierte Therapiestation unterstützt die Automatisierung von Bewegungsabläufen des täglichen Lebens. Das Saebo ReJoyce kann sowohl in Kliniken, Praxen als auch Zuhause eingesetzt werden.

Saebo ReJoyce und MAS – Mobile-Arm-Support (mobile Basis mit Therapietisch)



Artikel Nr: SB-ReJ-001 mit MAS-003 Saebo ReJoyce inkl. Laptop und aufgespielten Programmen. „Plug and play“ mit mobiler Basis und Therapietisch.

Saebo MyoTrac Infiniti FMS



Artikel Nr: SB-Myo-001 Saebo MyoTrac Infiniti FMS

Beschreibung:

Das Saebo MyoTrac Infiniti ist ein umfassendes, portables innovatives, EMG-getriggertes Biofeedback- und Muskelstimulationsgerät, das wie kein anderes System nicht nur in der Handrehabilitation bei Schlaganfall und incompletter Querschnittlähmung, sondern auch bei MS sowie anderen neuroorthopädischen, zentralen und peripheren Lähmungen eingesetzt werden kann.

Therapiegeräte für die Ergo- und Physiotherapie

Saebo-Therapiebälle



Artikel Nr: TG-1004

Saebo-Therapiebälle Satz 12 Stk.
10 cm Durchmesser

Beschreibung:

Spezielle Therapiebälle, Durchmesser 10 cm. Satz 12 Stk.

SaeboGlide



Artikel Nr: TG-1003

SaeboGlide

Artikel Nr: TG-1034

Handschleife für SaeboGlide

Beschreibung:

Das SaeboGlide („Gleitstab“) – mit diesem einfachen, aber effektiven Therapiegerät lassen sich unterschiedlichste Übungssituationen mit verschiedenen Schweregraden gestalten. Ein Therapiegerät, das schon zu Beginn der Hand- und Armrehabilitation eingesetzt werden kann. Anfangs kann die Hand mittels Schleife an der Gleithülse gehalten werden, im Verlauf der Handrehabilitation greift diese die Gleithülse selbständig. Übungen für Hand und Schulter können dann umgesetzt werden. Entsprechende Übungsvorschläge sind im Lieferumfang enthalten.

SaeboGlide Pädiatrie



Artikel Nr: TG-1005

SaeboGlide - Pädiatrie



Artikel Nr: TG-1054

Handschleife für SaeboGlide -
Pädiatrie

Beschreibung:

Das SaeboGlide für Kinder.

Saebo-Pro- und Supinationsbaum



Artikel Nr: TG-1014

Saebo-Pro- und Supinationsbaum

Beschreibung:

Therapiebaum mit entsprechenden Klemmen und modifizierten Therapiebällen (Bälledurchmesser 10 cm). Besonders geeignet für repetitives Üben der Pro- und Supination.

Therapiegeräte für die Ergo- und Physiotherapie

Saebo-Säulentreppe



Artikel Nr: TG-1011

Saebo-Säulentreppe

Beschreibung:

Säulentreppe mit vier Therapiebällen (Bälledurchmesser 10 cm). Besonders geeignet für Greifen und Ablegen der Therapiebälle – unterschiedliche Höhen/unterschiedliche Schweregrade.

Saebo-Steckspiel




Artikel Nr: TG-1012

Saebo-Steckspiel

Beschreibung:

Steckspiel mit fünf modifizierten Therapiebällen (Bälledurchmesser 10 cm). Besonders geeignet für zielgerichtetes Greifen, Aufnehmen und Einfügen der Hülsen in vorgegebene Öffnungen.

Professionelles Therapiegeräte-Paket




Artikel Nr: TG-1063

Saebo Professionelles
Therapiegeräte-Paket

Beschreibung:

Einschließlich: Therapiebaum, Saebo-Säulentreppe, SaeboGlide mit Handschleife, Saebo-Steckspiel, höhen- und winkelverstellbare Halterung für Zielvorgabe der Arm- und Handbewegungen.

Saebo-Therapiebälle (klein)



Artikel Nr: TG-1010

Saebo-Therapiebälle, Satz 12 Stk.
6 cm Durchmesser

Beschreibung:

Spezielle Therapiebälle, Durchmesser 6 cm, Satz 12 Stk.

Pro Walk GmbH
Woogstraße 48
D-63329 Egelsbach
Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 0
Telefax: (0 61 03) 7 06 42 - 39
www.prowalk.de

